



Room Care R2-plus

Felülettisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

Termékleírás

Koncentrált tisztítószer higiéniai tisztításhoz, vízálló felületekre. Csak Divermite/DQFM adagoló rendszerekkel használható.

Legfontosabb tulajdonságok

- Higiéniai tisztító formula kemény, vízálló felületekre
- Enyhén lúgos
- Nem karcol
- Könnyed, kellemes és friss illat
- Az egyedülálló, szabadalmaztatott ONT szagsemlegesítő technológiának köszönhetően kémiaileg semlegesíti a szagmolekulákat, ezzel javítva az illathatást is

Előnyök

- Tiszta felületet hagy maga után
- Gyorsan és hatékonyan távolítja el az olaj és egyéb maradványokat
- Kellemes illatot kölcsönöz
- Szín- és betűkóddal ellátva a hibák kiküszöbölése érdekében



Használati útmutató

Adagolás:

Amikor a Divermite Room Care adagoló rendszerrel használja, adagoljon 2x15ml (10%) Room Care R2-plus tisztítószer egy jelzett, 300ml-es flakonba, hideg vízhez, vagy 5x15ml (10%) jelzett 750ml-es flakonba, hideg vízhez. Győződjön meg róla, hogy a kupak rendesen zár és rázza össze a flakont óvatosan. Amikor DQFM adagolóval használja, Töltse a Room Care R2-plus tisztítószer a jelzett flakonba a jelzésig vagy adagolja közvetlenül a vödörbe. Győződjön meg róla, hogy biztosan zár a flakon. A megfelelő adagolás környezetbarátabb és költséghatékonyabb.

Alkalmazás:

Permetezzen egy kis mennyiséget egy törlerongyra vagy szivacsra és tisztítsa meg a felületet. Hagyja a terméket hatni a mikrobiológiai adatok alapján megkövetelt ideig. Öblítse le vízzel vagy törölje le nedves rongyal. Az extra fényesség érdekében törölje át egy száraz rongyal. További részleteket a Room Care R2plus Mini Guide-jában talál.



© A.I.S.E.

**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



Room Care R2-plus

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, zöld folyadék

pH érték (töményn): ≈ 11

pH érték (oldat): >10

Relatív sűrűség (20°C): ≈ 1.03

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.

Termékkompatibilitás

Ne használja vízzérkeny felületen például: parafa, kezeletlen fa. Használat előtt tesztelje egy kis területen. Ne használja más adagolókkal.

Mikrobiológiai adatok

A Room Care R2-plus teljesítette az EN 1276-ot, 10%-os közepes keménységű vízben általános szennyezetségnél (0.3% bovine albumin), behatási idő 1 perc.

A Room Care R2-plus teljesítette az EN 13697-ot, 10%-os közepes keménységű vízben általános szennyezetségnél (0.3% bovine albumin), referencia: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa, behatási idő 5 perc.

Yeasticid hatását 15 perc alatt fejt ki 10% -os vizes oldatban, referencia: Candida albicans törzs esetében

Környezetvédelmi információ

A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváhagyásának megfelelően biológiailag lebomlók.

Elérhető kiserelések

A Room Care R2-plus elérhető 1.5L-es zacskós kiserelésben.